

PRODUCT CATALOGUE

KITAZATO EDS CATHETER


- 内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、カテーテルを挿入して薬液の注入に用います。
- 0.7mm(2Fr)のシャフトに、T字管逆止弁がついています。
- ガイドワイヤー有無の選択ができます。



認証番号：22B2X1002000001


REF	コード	長さ (cm)	製品仕様	内容量
151630	EDS-630	63	-	10本/箱
151631	EDS-630G		ガイドワイヤー付	

Catheter

EDS-630 カテーテル
EDS-630G シャフト

- 外径 … 0.7mm(2Fr)
- 長さ … 63cm
- 補強部 … 31.5cm

Guide Wire



EDS-630G ガイドワイヤー

- 外径 … 0.3mm(1Fr)

品質管理

無菌保証レベル SAL10-6 / 滅菌済み

使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

本社：〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

📠 0120-111-471