


PRODUCT CATALOGUE

KITAZATO EDS CATHETER


- 内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、カテーテルを挿入して薬液の注入に用います。
- 0.7mm(2Fr)のシャフトに、T字管逆止弁がついています。
- ガイドワイヤー有無の選択ができます。



認証番号：22B2X10020000001

REF	コード	長さ (cm)	製品仕様	内容量
151630	EDS-630	63	-	10本/箱
151631	EDS-630G	63	ガイドワイヤー付	

Catheter



- EDS-630 カテーテル**
EDS-630G シャフト
- 外径 … 0.7mm(2Fr)
 - 長さ … 63cm
 - 補強部 … 31.5cm

Guide Wire



- EDS-630G ガイドワイヤー**
- 外径 … 0.3mm
 - 長さ … 64.5cm

品質管理

無菌保証レベル SAL10⁻⁶ / 滅菌済み

使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
 東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

☎ 0120-111-471