

PRODUCT CATALOGUE

KITAZATO ET CATHETER


- 産婦人科不妊治療に用いる胚(受精卵)移植用のカテーテルです。
- ソフトでフレキシブルなカテーテルです。
- ガイド、スタイレットにはシースが付属され、スムーズな挿入をお約束します。
- スタイレットはガイドを任意成形可能なため移植困難な症例であっても、スムーズな挿入を可能にします。




認証番号：225ADBZX00142000

PRODUCTS 製品例

3Frカテーテル (ET-C3040SM5-17)





3Frカテーテル 対応ガイド ET-G3017ART




3Frカテーテル 対応ガイド ET-G3017A



3Frカテーテル 対応スタイレット ET-ST3017ART



3Frカテーテル 対応ハードスタイレット ET-STH3017ART



改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
 東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ **0120-457-454** FAXでのご注文先 **0120-111-471**

### 3Fr

\*1: エコーチップ・ラウンドチップ付

REF	コード	用途	外径 (mm)	長さ (cm)	角度 (°)	ガイドチップ <sup>*1</sup>	内容量
203141	ET-C3040PM-20	3Fr カテーテル	1.0	40	-	-	10本 /箱
203142	ET-C3040PM-17	3Fr カテーテル	1.0	40	-	-	
203041	ET-C3040SM5-20	3Fr カテーテル	1.0	40	-	-	
203042	ET-C3040SM5-17	3Fr カテーテル	1.0	40	-	-	
203314	ET-G3017A	3Fr 対応ガイド	1.9	17	30	-	
203315	ET-G3017ART	3Fr 対応ガイド	1.9	17	30	○	
203328	ET-G3020A	3Fr 対応ガイド	1.9	20	30	-	
203327	ET-G3020ART	3Fr 対応ガイド	1.9	20	30	○	
203079	ET-ST3017A	3Fr 対応スタイレット	1.9	17	任意 成形可	-	
203070	ET-ST3017ART	3Fr 対応スタイレット	1.9	17		○	
203071	ET-STH3017ART	3Fr 対応ハードスタイレット	1.9	17		○	
203028	ET-ST3020A	3Fr 対応スタイレット	1.9	20		-	
203029	ET-ST3020ART	3Fr 対応スタイレット	1.9	20		○	
203023	ET-STH3020ART	3Fr 対応ハードスタイレット	1.9	20	○		

### 4Fr

\*1: エコーチップ・ラウンドチップ付

REF	コード	用途	外径 (mm)	長さ (cm)	角度 (°)	ガイドチップ <sup>*1</sup>	内容量
204042	ET-C4040SM5-17	4Fr カテーテル	1.35	40	-	-	10本 /箱
204045	ET-C4040SM5-20	4Fr カテーテル	1.35	40	-	-	
204329	ET-G4017A	4Fr 対応ガイド	2.2	17	30	-	
204327	ET-G4017ART	4Fr 対応ガイド	2.2	17	30	○	
204326	ET-G4020A	4Fr 対応ガイド	2.2	20	30	-	
204325	ET-G4020ART	4Fr 対応ガイド	2.2	20	30	○	
204079	ET-ST4017A	4Fr 対応スタイレット	2.2	17	任意 成形可	-	
204070	ET-ST4017ART	4Fr 対応スタイレット	2.2	17		○	
204080	ET-ST4020A	4Fr 対応スタイレット	2.2	20		-	
204020	ET-ST4020ART	4Fr 対応スタイレット	2.2	20		○	

### 6Fr

\*1: エコーチップ・ラウンドチップ付

REF	コード	用途	外径 (mm)	長さ (cm)	角度 (°)	ガイドチップ <sup>*1</sup>	内容量
206040	ET-C6040S-17	6Fr カテーテル	2.0	40	-	-	10本 /箱
206059	ET-C6040PM-17	6Fr カテーテル	2.0	40	-	-	
206318	ET-G6017A	6Fr 対応ガイド	2.8	17	30	-	
206079	ET-ST6017A	6Fr 対応スタイレット	2.8	17	任意 成形可	-	

### 品質管理

無菌保証レベル SAL10<sup>-6</sup> / 滅菌済み / エンドトキシン <20EU/device(<0.5EU/mL) / Mouse Embryo Assay ≥80%  
 使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用は行わないでください。