

PRODUCT CATALOGUE

KITAZATO IUI CATHETER

- 先端部は丸形形状で排出は横穴式を採用した安全設計になっています。
- 精子注入後にカテーテル内、シリンジコネクト内に残る精子懸濁液残量 (dead volume) の少量化を実現しました。
- ミディアムとハードタイプはスタイレット入りで、様々な患者様への対応が可能で留置したままでの注入が可能です。
- カテーテルシャフトは豊富な4種類
Soft, Normal, Medium, Hardから選択できます。




認証番号：225ADBZX00143000

目盛り付きサイドホールタイプ (シリンジあり)

ミディアムタイプとハードタイプはスタイレット入りです。

REF	コード	硬さ	外径 (Fr)	長さ (cm)	内容量
111103	IUI-S110	Normal	5.0	10	10本/箱
111102	IUI-S110M	Medium			
111101	IUI-S110H	Hard			

IUI-S110M




サイドホールタイプ (シリンジなし)

ミディアムタイプとハードタイプはスタイレット入りです。

REF	コード	硬さ	外径 (Fr)	長さ (cm)	内容量
101074	IUI-S070FT	Soft	4.5	7	10本/箱
101073	IUI-S070	Normal	5.0	7	
101072	IUI-S070M	Medium	5.0	7	
101071	IUI-S070H	Hard	5.0	7	

IUI-S070M



株式会社北里コーポレーション

本社：〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
 東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

📠 0120-111-471

シリコン製エンドホールタイプ (シリンジ なし)

REF	コード	外径 (Fr)	長さ (cm)	内容量
101103	IUI-E6010	6.0	10	10本/箱
101104	IUI-E7510	7.5		
101105	IUI-E9010	9.0		


IUI-E6010



ラウンドチップ付き硬質エンドホールタイプ (シリンジ あり)

REF	コード	ストッパー	外径 (Fr)	長さ (cm)	内容量
111108	IUI-E3010R-C1	-	5.76	10	10本/箱
111109	IUI-E3010R-C2	○			

IUI-E3010R-C1



品質管理

無菌保証レベル SAL10-6 / 滅菌済み / エンドトキシン <20EU/device(<0.5EU/mL) / Mouse Embryo Assay ≥80% / Human Sperm Survival Assay ≥70%

使用前に添付文書を必ずお読みください。再使用禁止。

RELATED PRODUCTS 関連製品

SepaSperm®

(精子洗浄濃縮用の密度勾配遠心分離用試薬)



SepaSperm® 100%

REF	製品名	Phenol red	内容量
92096	SE100-500	-	500mL
92105	SE100-100	-	100mL

SepaSperm® 80%

Lower Layer for density-gradient centrifugation

REF	製品名	Phenol red	内容量
92070	SE80-100	-	100mL
92085	SE80R-100	○	100mL
92076	SE80-50	-	50mL
92061	SE80-5×25	-	5mL×25
92060	SE80R-5×25	○	5mL×25
92064	SE80-3×25	-	3mL×25

SepaSperm® 60%

Upper / Middle Layer for density-gradient centrifugation

REF	製品名	Phenol red	内容量
92077	SE60-50	-	50mL
92189	SE60R-50	○	50mL

SepaSperm® 40%

Upper Layer for density-gradient centrifugation

REF	製品名	Phenol red	内容量
92072	SE40-100	-	100mL
92087	SE40R-100	○	100mL
92078	SE40-50	-	50mL
92090	SE40R-50	○	50mL

SepaSperm® Wash Solution

REF	製品名	Phenol red	内容量
92131	SEWS-100	-	100mL
92130	SEWSR-100	○	100mL
92137	SEWS-5×25	-	5mL×25
92136	SEWSR-5×25	○	5mL×25