

## PRODUCT CATALOGUE

# Plastic Labware

## Kitazato Super Quality Series

優れた透明性と精密な成型技術により実現した高品質な製品をご提供します。日本製。



### Disposable Pipette

ショートタイプはクリーンベンチ内での使用を快適にし、視認性の高い鮮明な目盛りは正確な操作を実現します。

REF	製品名	内容量
1500001	ピペット (ショート) 2mL	(1本/包×50)×4袋 200本/箱
1500003	ピペット (ショート) 5mL	(1本/包×50)×4袋 200本/箱
1500005	ピペット (ショート) 10mL	(1本/包×50)×4袋 200本/箱
1500007	ピペット (ショート) 25mL	(1本/包×50)×4袋 200本/箱
1500009	ピペット 50mL	(1本/包×25)×4袋 100本/箱



### Centrifuge tube

PSの高い透明性とPPの強度を兼ね備えたTPXという新素材を採用しています。

REF	製品名	内容量
1501001	遠心管 (B) ラック 15mL	25本立ラック×6袋 150本/箱
1501011	遠心管 (W) ラック 15mL	25本立ラック×6袋 150本/箱
1501021	遠心管 (R) ラック 15mL	25本立ラック×6袋 150本/箱
1501051	遠心管 (B) バルク 15mL	25本×8袋 200本/箱
1501061	遠心管 (W) バルク 15mL	25本×8袋 200本/箱
1501071	遠心管 (R) バルク 15mL	25本×8袋 200本/箱

※ キャップの色をお選びください。(B:青、W:白、R:赤)




### Center Well Dish


丸形タイプで省スペースでの使用が可能です。媒精、胚培養、胚移植準備用に使用できます。底面がウォーマーに接地するため熱が効率よく伝わり保持できます。

温度変化が少なく胚に優しいディッシュです。総ウェル容量8mL(中心1mL)直径60mm

REF	製品名	内容量
1502045	センターウェルディッシュ	10枚/包×50袋 500枚/箱



グリップ (人間工学設計)



**NEW**

### Center Well Dish EZ

「Center Well Dish」同様、検卵、媒精、培養、融解、胚移植など、さまざまなステージで幅広くご利用いただけるディッシュです。

また、蓋を閉めた際に片手で持ち運びしやすいグリップが追加されています。

REF	製品名	内容量
1502055	センターウェルディッシュEZ	10枚/包×50袋 500枚/箱

### 株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ

FAXでのご注文先

☎ 0120-457-454

☎ 0120-111-471



## 5well-multiplate

丸底形状により、胚の確認とピペット操作が容易になります。様々な用途にご使用いただけます。ウェル容量各1mL プレートサイズ65×65(mm)

REF	製品名	内容量
1502030	5ウェルマルチプレート	10枚/包×18袋 180枚/箱



## Dropper

上清除去やカバーオイル時など幅広い用途でお使いいただけます。サイズ 15cm

REF	製品名	内容量
1506000	スポイト 3mL	個包装100包/5袋 500本/箱



## 2 Position Round-Bottom Tube

2ポジションキャップにより高い通気/密閉が両立されます。確実な開閉操作が可能です。採卵・培養液どちらでもご利用いただけます。

REF	製品名	内容量
1504000	2ポジションラウンドチューブ 14mL	25本/包×10袋 250本/箱
1504010	2ポジションラウンドチューブ 5mL	25本/包×20袋 500本/箱



## 35mm 9 Dimple Dish

ドロップが打ちやすい3×3列の20μLのくぼみがあります。個別培養に対応します。さらにパラフィンオイルの量を最少化できます。ドロップ同士の接着を防ぎ、作業の効率化になります。

REF	製品名	内容量
1502050	35mm 9ディンプルディッシュ	10枚/包×50袋 500枚/箱



## Dish

精密な成型技術で平滑性・均一性に優れ、ドロップの作製が容易です。

REF	製品名	内容量
1502000	細胞培養ディッシュ(φ35mm)	20枚/包×25袋 500枚/箱
1502015	細胞培養ディッシュ(φ60mm)	10枚/包×50袋 500枚/箱
1502020	細胞培養ディッシュ(φ90mm)	10枚/包×20袋 200枚/箱



## Center Well Plate

持ちやすい四角形タイプです。丸形タイプと同じ用途でお使いいただけます。総ウェル容量8mL(中心1mL) プレートサイズ65×65(mm)

REF	製品名	内容量
1502040	センターウェルプレート	10枚/包×18袋 180枚/箱

### 品質管理

Mouse Embryo Assay ≥ 80% / NON Pyrogenic / 無菌試験