

## PRODUCT CATALOGUE

## Flushing Buffer

- 卵胞のフラッシングに適用した培地です。
- 空気環境下での使用に適しており、採卵時の洗浄にご使用ください。
- タンパク質を含まないため泡立ちません。



カタログ番号	コード	内容量
93451	ASP-100	100mL
93450	ASP-500	500mL

## 成分

Calcium Chloride / Essential amino acids / Gentamicin /  
Glucose / Heparin / HEPES / Magnesium Sulfate /  
Non-essential amino acids / Potassium Chloride /  
Potassium Phosphate / Sodium Bicarbonate /  
Sodium Chloride / Sodium Lactate / Sodium Pyruvate /  
Taurine

## 品質管理

pH 7.2-7.6 / 浸透圧 270-295mOsm/kg /  
エンドトキシン<0.25EU/mL / Sterile Filtration / 無菌試験 /  
Mouse Embryo Assay ≥ 80%  
冷蔵保存 2~8°C  
有効期限 製造日より180日

## 株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ 0120-457-454  
FAXでのご注文先 0120-111-471