

PRODUCT CATALOGUE

Hypure® Oil

- LightとHeavyのご用意がございます。
- RNAが検出されない高純度なパラフィンオイルです。
- 超純水で2回洗浄された前処理済みのオイルです。
- 光による品質劣化を抑え、気密性をより高めるために遮光ガラス瓶を採用しております。



Hypure® Oil Heavy

REF	コード	内容量
93620	MOHV-500	500mL
93621	MOHV-100	100mL
93622	MOHV-50	50mL
93623	MOHV-20×4	20mL×4
93624	MOHV-5×10	5mL×10

Hypure® Oil Light

REF	コード	内容量
93520	MOLH-500	500mL
93521	MOLH-100	100mL
93522	MOLH-50	50mL
93523	MOLH-20×4	20mL×4
93525	MOLH-5×10	5mL×10

成分

高純度パラフィンオイル

密度 Heavy : 0.862g/mL (25°C) Light : 0.838g/mL (25°C)

品質管理

エンドトキシン <0.25EU/mL / 無菌試験 /

Mouse Embryo Assay ≥80% / POV ≤0.1meq/kg /

Readily Carbonizable Substances

保存温度 8~30°C

有効期限 製造日より18ヶ月

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10

東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号






URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

FAXでのご注文先

☎ 0120-457-454 ☎ 0120-111-471

RESULT 研究臨床データ



提供：Embryotools SL