

PRODUCT CATALOGUE

ICSI Medium

- ICSI時の使用に適用した培地です。
- 空気環境下での使用に適しており、配偶子のハンドリングとマニピュレーション操作にご使用ください。



REF	コード	内容量
93470	ICM-10	10mL × 2

成分

Amino acids / Calcium chloride / Gentamicin /
Glucose / HEPES / Human serum albumin /
Magnesium sulfate / Potassium chloride /
Potassium phosphate / Sodium bicarbonate /
Sodium chloride / Sodium lactate / Sodium pyruvate

品質管理

pH 7.2-7.6 / 浸透圧 270-295mOsm / L /
エンドトキシン <0.25EU/mL / 無菌試験 /
Mouse Embryo Assay ≥80%
冷蔵保存 2~8°C
有効期限 製造日より12ヶ月

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

☎ 0120-111-471