

PRODUCT CATALOGUE

PBS

Phosphate buffered saline pH7.4

- 空気環境下での使用に適したバッファーです。
- 細胞の洗浄用に適しています。特に卵子の洗浄等にご使用ください。
- 培地組成に動物由来の原材料は一切含有していません。



REF	コード	内容量
93352	PBSF-500	500mL
93353	PBSF-100	100mL
93354	PBSFH-500	500mL
93355	PBSFH-100	100mL

※ PBSFH はヘパリン入りです。

成分

Di-sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous /
Potassium Chloride / Potassium Phosphate /
Sodium Chloride /
コードに「H」あり：Heparin

品質管理

pH 7.2-7.6 / 浸透圧270-295mOsm/L /
エンドトキシン <0.25EU/mL /
Mouse Embryo Assay ≥80% / 無菌試験
保存温度 15~30°C
有効期限 製造日より2年

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

FAXでのご注文先

☎ 0120-457-454 ☎ 0120-111-471