

# **PRODUCT CATALOGUE**

# **Culture Medium**Fertilization / Single Step

- Fertilization Mediumは精子の活性を上げ 受精に最適な環境を提供し、良好な受精率が得られます。
- Single Step Culture Mediumは、C-IVFではDay 1から、ICSIではDay 0からDay 6 胚盤胞まで、 培養液を交換することなく培養が可能です。
- Single Step Culture Mediumはタイムラプス培養に適しています。





REF	コード	製品仕様	内容量
93120	SK01S-10	Fertilization Medium (C-IVF: Day 0~Day 1)	10mL
93119	SK01S-50		50mL
93071	SK-FCBS-10	Single Step Culture Medium (C-IVF: Day 1~Day 6) (ICSI: Day 0~Day 6)	10mL
93070	SK-FCBS-50		50mL

### 成分

Calcium Chloride / Essential amino acids / Gentamicin / Glucose / Human Serum Albumin / Magnesium Sulfate / Non-essential amino acids / Potassium Chloride / Potassium Phosphate / Sodium Bicarbonate / Sodium Chloride / Sodium Lactate / Sodium Pyruvate / Taurine / Vitamin

#### 品質管理

無菌試験 / pH 7.20-7.60 / 浸透圧 270-295mOsm/L / エンドトキシン <0.25EU/mL / Mouse Embryo Assay ≥80% 冷蔵保存 2~8°C

有効期限 製造日より12ヶ月

# PROTOCOL 胚分割の流れ



改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

# 株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10 東京オフィス: 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL https://www.kitazato.co.jp/ Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

FAXでのご注文先

© 0120-457-454 🖶 0120-111-471