

## PRODUCT CATALOGUE

Culture Medium  
Fertilization / Single Step

- Fertilization Mediumは精子の活性を上げ受精に最適な環境を提供し、良好な受精率が得られます。
- Single Step Culture Mediumは、C-IVFではDay 1から、ICSIではDay 0からDay 6 胚盤胞まで、培養液を交換することなく培養が可能です。
- Single Step Culture Mediumはタイムラプス培養に適しています。



REF	コード	製品仕様	内容量
93120	SK01S-10	Fertilization Medium (C-IVF: Day 0~Day 1)	10mL
93119	SK01S-50		50mL
93071	SK-FCBS-10	Single Step Culture Medium (C-IVF: Day 1~Day 6) (ICSI: Day 0~Day 6)	10mL
93070	SK-FCBS-50		50mL


## 成分

Calcium Chloride / Essential amino acids / Gentamicin /  
Glucose / Human Serum Albumin / Magnesium Sulfate /  
Non-essential amino acids / Potassium Chloride /  
Potassium Phosphate / Sodium Bicarbonate /  
Sodium Chloride / Sodium Lactate / Sodium Pyruvate /  
Taurine / Vitamin

## 品質管理

無菌試験 / pH 7.20-7.60 / 浸透圧 270-295mOsm/L /  
エンドトキシン <0.25EU/mL / Mouse Embryo Assay ≥80%  
冷蔵保存 2~8°C  
有効期限 製造日より12ヶ月

## PROTOCOL 胚分割の流れ



## 株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

☎ 0120-111-471