

## PRODUCT CATALOGUE

## Serum Protein Substitute

- 培養液に用いるプロテイン・サプリメントとしてご使用ください。
- 一般的に精子の調製には5-10%、  
胚の培養には10-15%の濃度で添加します。



REF	コード	内容量
94415	SPS-100	100mL
94416	SPS-50	50mL
94406	SPS-12×6	12mL×6
94405	SPS-12×2	12mL×2

## 成分

タンパク質濃度：50mg/mL  
Human serum albumin（ヒト血清アルブミン）：治療用グレード 50mg/mL  
生理食塩水溶液

## 品質管理

pH 7.20-7.60 / 浸透圧 270-295mOsm/L /  
エンドトキシン <0.25EU/mL /  
Mouse Embryo Assay ≥80% / 無菌試験  
冷蔵保存 2~8°C  
有効期限 製造日より12ヶ月

## 株式会社北里コーポレーション

本社：〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ FAXでのご注文先  
☎ 0120-457-454 ☎ 0120-111-471