

PRODUCT CATALOGUE

MicroTools

- ARTやPGT-Aの正確かつ確実な操作のために、高品質なPipettesを提供します。
- 国内の主要施設と共同開発して設計されたPipettesは、使い易さ・受精率・コストにおいて高いパフォーマンスをお約束します。
- ラボでの用途にあわせてサイズ展開をご用意しております。
- 個包装のため開封後すぐにご使用いただけます。



パスツール

※ Fire polish はピペットの先端部分を熱で丸く加工する事で、細胞へのダメージを軽減できるモデルです。

製品名	REF	コード	口径 (μ m)	長さ (cm)	内容量
パスツール (Normal)	72010	MT-PLG	900	23	個包装 100本/箱
	72020	MT-PLG-5	900	23	5本/包×20袋 100本/箱
	72030	MT-PSH	900	14.5	個包装 100本/箱
	72040	MT-PSH-5	900	14.5	5本/包×20袋 100本/箱
パスツール (Fire Polish)	72050	MT-PLGSS	800	23	個包装 100本/箱
	72060	MT-PLGSS-5	800	23	5本/包×20袋 100本/箱
	72070	MT-PSHSS	800	14.5	個包装 100本/箱
	72080	MT-PSHSS-5	800	14.5	5本/包×20袋 100本/箱

キャピラリー

製品名	REF	コード	口径 (μ m)	長さ (cm)	内容量
マイクロ キャピラリー	72195	MT-C120	120	6	個包装 50本/箱
	72205	MT-C150	150	6	個包装 50本/箱
	72213	MT-C180	180	6	個包装 50本/箱
	72217	MT-C210	210	6	個包装 50本/箱
	72225	MT-C250	250	6	個包装 50本/箱
キャピラリー (Fire Polish)	72160	MT-CPR	750	6	個包装 50本/箱
	72170	MT-CPR-5	750	6	5本/包×20袋 100本/箱

マイクロパスツール

製品名	REF	コード	口径 (μ m)	長さ (cm)	内容量
マイクロ パスツール	72250	MT-PK120	120	14.5	個包装 50本/箱
	72251	MT-PK150	150	14.5	個包装 50本/箱
	72252	MT-PK180	180	14.5	個包装 50本/箱
	72253	MT-PK210	210	14.5	個包装 50本/箱
	72254	MT-PK250	250	14.5	個包装 50本/箱

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

☎ 0120-111-471

マウスピース

製品名	REF	コード	長さ (cm)	内容量
マウスピース	72130	MT-PMP40	40	個包装 10本/箱
	72140	MT-PMP60	60	個包装 10本/箱
	72150	MT-PMP80	80	個包装 10本/箱

キャピラリーコネクタ

※ キャピラリーコネクタを使用する事でシリンジ、マウスピースに接続出来ます。

製品名	REF	コード	適用	内容量
キャピラリーコネクタ	72230	MT-CPCN	キャピラリー (MT-C)	2個/包 × 10袋 20個/箱

品質管理

滅菌済み


シリコンゴム球

製品名	REF	コード	適用	内容量
シリコンゴム球 2mL	72232	MT-SRB-2	パスツール (MT-PLG) (MT-PSH)	10個/袋


※ ご使用前に滅菌して下さい。

FITTING 装着方法

パスツールの装着 マウスピース+パスツール




シリコンゴム球+パスツール



キャピラリーの装着 マウスピース+キャピラリーコネクタ+キャピラリー

キャピラリーにキャピラリーコネクタを装着することで、マウスピースによる操作が可能となります。



マイクロパスツールの装着 マウスピース+マイクロパスツール

