



MICRO TOOLS

PIEZO-ICSI PIPETTES

Copyright© Kitazato Corporation All Rights Reserved. | 12.7, 2023 Ver.2.0



KITAZATO[®]




PIEZO-ICSI Injection Pipettes

アームが長く、精子のコントロールが容易です。外径が細く、細胞質のダメージを最小限に抑えます。形状は画像システム装置で1本1本検品されます。


REF	コード	ベント角	内径(μm)	外径(μm)	内容量
71088	MT-PIEZO20	20	4	6	10pcs/箱
71089	MT-PIEZO25	25			

※他仕様もございます。お問い合わせください。




Holding Pipettes

卵子をフラットかつ水平に保持するために特殊な工程を取り入れて製造されます。



REF	コード	ベント角	内径(μm)	外径(μm)	内容量
71100	MT-HD30	30	15	100	10pcs/箱
71110	MT-HDLH30	30	30	120	

※他仕様もございます。お問い合わせください。



品質管理

滅菌済み / エンドトキシン ≤2.0EU/unit /
Mouse Embryo Assay ≥80%

動画でPIEZO-ICSIを見る

提供：Natural ART Clinic 日本橋
上野 剛 先生



株式会社北里コーポレーション

本社：〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ 0120-457-454 FAXでのご注文先 0120-111-471