


PRODUCT CATALOGUE

MicroTools for ICSI






○ 国内の主要施設と共同開発して設計されたPipettesは、使い易さ・受精率・コストにおいて高いパフォーマンスを発揮します。

ICSI Injection Pipettes


アームが長く、精子のコントロールが容易です。スパイクは短く細胞質のダメージを最小限に抑えます。形状は画像システム装置で1本1本検品されています。

	REF	コード	内径 (μm)	外径 (μm)	アーム長 (μm)	内容量
Injection	71000	MT-INJ30	4	6	1000	10pcs / 箱
Injection Short Arm	71010	MT-INJSH30	4	6	500	

MT-INJ30



MT-INJSH30 Injection Short Arm






Holding Pipettes

卵子をフラットかつ水平に保持するために特殊な工程を取り入れて製造されています。

REF	コード	内径 (μm)	外径 (μm)	内容量
71100	MT-HD30	15	100	10pcs / 箱
71103	MT-HDMH30	20	100	
71110	MT-HDLH30	30	120	

MT-HD30



改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
 東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp


お電話でのお問い合わせ **0120-457-454** FAXでのご注文先 **0120-111-471**

PIEZO-ICSI Injection Pipettes

アームが長く、精子のコントロールが容易です。外径が細く、細胞質のダメージを最小限に抑えます。形状は画像システム装置で1本1本検品されています。

REF	コード	ベント角	内径 (μm)	外径 (μm)	内容量
71088	MT-PIEZO20	20	4	6	10pcs / 箱
71089	MT-PIEZO25	25			

MT-PIEZO20



MT-PIEZO25





TESE Pick Up

精細管から精子をピックアップするためのピペットです。

REF	コード	内径 (μm)	外径 (μm)	内容量
71410	MT-TESE30	6	9	10pcs / 箱

MT-TESE30





Assisted Hatching PZD / Zona Drilling


アシステッド・ハッチングで透明帯の一部を切開するためのピペットです。

	REF	コード	内径 (μm)	外径 (μm)	内容量
Zona Drilling	71200	MT-AHA30	6	9	10pcs / 箱
PZD Needle	71210	MT-PZD30	-	-	

MT-AHA30



MT-PZD30



品質管理

滅菌済み / エンドトキシン <2.0EU/Unit / Mouse Embryo Assay ≥80%