

PRODUCT CATALOGUE


# Cryotop® Series



- 卵子/胚のガラス化保存用のオープン・システム・デバイスです。
- 卵子、あらゆるステージの胚において高い生存率の実績があります。
- 検体を載せるシートは薄型・幅広で、ガラス化液の最少化がしやすく、氷晶形成を起こさない超高速冷却・加温ができます(冷却速度: -23,000°C/min、加温速度: +42,000°C/min)。
- Cryotop®-mini、Cryotop®-midは保存用タンクの収容件数を増やし、ラボの省スペース化、液体窒素の節減、管理コストの削減に寄与します。

※ 保存用カバー用ストローが本体に付属しています。

カラー展開: ●●○○●●



## Cryotop®

REF	コード	製品仕様 (カラー)	内容量
81111	Cryotop(G)	緑	10本/パック
81112	Cryotop(R)	赤	
81113	Cryotop(W)	白	
81114	Cryotop(B)	青	
81115	Cryotop(Y)	黄	
1000006	C-10	C-10ケーン(ゴブレット付属)	50本/パック

## Cryotop®-wide

REF	コード	製品仕様 (カラー)	内容量
81016	Cryotop-wide(G)	緑	10本/パック
81017	Cryotop-wide(R)	赤	
81018	Cryotop-wide(W)	白	
81019	Cryotop-wide(B)	青	
81020	Cryotop-wide(Y)	黄	
1000006	C-10	C-10ケーン(ゴブレット付属)	50本/パック

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

### 株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10  
 東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail [info@kitazato.co.jp](mailto:info@kitazato.co.jp)

お電話でのお問い合わせ 0120-457-454 FAXでのご注文先 0120-111-471

## Cryotop® -mid

REF	コード	製品仕様 (カラー)	内容量
81026	Cryotop-mid(G)	緑	20本/パック
81027	Cryotop-mid(R)	赤	
81028	Cryotop-mid(W)	白	
81029	Cryotop-mid(B)	青	
81030	Cryotop-mid(Y)	黄	
81081	C-10mid	C-10ケーン(midゴブレット付属)	50本/パック


## Cryotop® -mini

REF	コード	製品仕様 (カラー)	内容量
81106	Cryotop-mini(G)	緑	20本/パック
81107	Cryotop-mini(R)	赤	
81108	Cryotop-mini(W)	白	
81109	Cryotop-mini(B)	青	
81110	Cryotop-mini(Y)	黄	
81080	C-10mini	C-10ケーン(miniゴブレット付属)	50本/パック


### 品質管理

無菌試験 / エンドトキシン ≤0.5EU/device / Mouse Embryo Assay ≥80% / 外観及び清浄度 / シート部引張試験 ≥5N / 滅菌済み  
有効期限 製造日より3年

### 各種Cryotop®収納例



### Cryotop®シリーズにおける最大収納本数



保存容器 : KD32-6

キャニスター : C-10ケーン55本を使用した場合

## RELATED PRODUCTS 関連製品

- Vitrification Media (REF 91197 / 91132)
- Thawing Media (REF 91198 / 91142)
- クーリングラック (REF 84010)

- クーリングラックSC (REF 84014)
- Repro Plate-K1 3well (REF 83010 / 83011)
- Repro Plate-K2 6well (REF 83016 / 83017)
- Oocyte Cryo Plate (REF 83061)